



Modul-Bio

High-throughput solutions

SOLUTIONS DE TRAÇABILITÉ

ETIQUETTES CODES A BARRES

LOGICIEL D'IMPRESSION DE CODES A BARRES

IMPRIMANTES DE CODES A BARRES

LECTEURS DE CODES A BARRES

Solutions de traçabilité pour la conservation à long terme d'échantillons en azote liquide

- Technologie utilisée sur quatre continents par des biobanques, des agences gouvernementales, des institutions académiques et privées
- Des millions de tubes étiquetés en azote liquide
- Recul de plus de 6 ans


ETIQUETTES pour la conservation à long terme d'échantillons en azote liquide



Utilisé par le "Center for Disease Control" (C.D.C.)
Atlanta, GA - USA.


- Auto-protection du code à barres
- Colle sur des tubes déjà congelés
- Résiste aux températures extrêmes (-196° à +90°C)
- Résiste aux solvants
- Plusieurs tailles disponibles

partie blanche
pour impression



partie
transparente
pour visualisation
du contenu

LOGICIEL D'IMPRESSION de codes à barres



- Créer et imprimer vos propres étiquettes
- L'étiquette peut contenir :
 - Code à barres
 - Type d'échantillon (ADN, ARN, Sang, Tissus ...)
 - Date, numéro d'aliquote, nom du laboratoire. etc.
- Disponible avec accès base de données

IMPRIMANTE CODE A BARRES - ZEBRA™

- Modèles Z4M+, 105SL, 110XIII+
- Haute résolution 300 dpi et supérieure
- Carte réseau



LECTEURS DE CODES A BARRES - SYMBOL™

- Modèles LS 2208, LS 4004
- Haute résolution



Contact : SAS Modul-Bio
232, bd Sainte-Marguerite - 13009 Marseille - FRANCE
Tél. : + 33 (0)4 91 22 33 05 - Fax : + 33 (0)4 91 22 35 72
info@modul-bio.com - www.modul-bio.com

Contactez-nous
pour plus d'informations

