


MBioLABEL®



ASSUREZ UNE TRAÇABILITÉ PARFAITE DE VOS ÉCHANTILLONS BIOLOGIQUES



ETIQUETTES



LOGICIELS



IMPRIMANTES / LECTEURS

Une solution complète, efficace et sécurisée, dédiée au Life Science qui s'intègre parfaitement à votre activité pour l'identification et la traçabilité de vos échantillons par code-barres.



À chaque contenant son étiquette

Une gamme d'étiquettes innovantes spécialement développée pour tous types de températures et de contenants rencontrés en laboratoire tels que les tubes, lames, microplaques, poches et paillettes.

L'exclusivité MBioLABEL : les étiquettes LCDC, le standard de la traçabilité pour le stockage cryogénique et les biobanques

- Résistent à l'azote liquide -196°C sur le long terme.
- Système de «bague» qui recouvre le code-barres.
- S'adaptent aux cryotubes et Eppendorf.
- Technologie validée au Center for Disease Control (CDC) Atlanta - USA, depuis plus de 15 ans sur des millions de tubes.
- Une exclusivité Modul-Bio.



S'adapte à tous types de contenants.



Résiste à des températures de -196°C à +100°C.



Plus de 250 laboratoires utilisent notre solution en Europe

BIOBANQUES - HÔPITAUX - CENTRES DE RECHERCHE - LABORATOIRES PHARMACEUTIQUES - BIOTECHS





S E C U R I S É - F L E X I B L E - P E R S O N N A L I S É

➤ À chaque utilisation son logiciel

MBioPTS

- Logiciel automatisé qui s'intègre parfaitement à votre base de données existante.
- Imprimez des dizaines d'étiquettes simultanément !

MBioBCode


- Logiciel conçu pour vous selon vos besoins.
- Son interface ergonomique vous permet de sélectionner les champs à imprimer.



➤ À chaque environnement son matériel

Imprimantes

- Code-barres 1D ou 2D
- Transfert thermique
- Haute résolution 300dpi
- Connectable en réseau



Lecteurs codes-barres

- Code-barres 1D ou 2D
- Haute densité
- Filaires ou sans fil



Optez pour la synergie Modul-Bio®

MBioLABEL

MBioLIMS

eMBioBANK

www.modul-bio.com

Modul-Bio®
OPTIMIZE YOUR SAMPLES

Pour plus d'informations ou pour tester nos étiquettes :
info@modul-bio.com